



UrgoK1

Wasch- und Pflegeanleitung



Max. 3 Waschgänge.
Hand- oder Maschinen-
wäsche bei 40-60°C.



Wiederverwendbares
Haftsystem: nicht
waschen oder entsorgen.



Waschzusätze, wie z.B.
Weichspüler, dürfen
verwendet werden.



Flach liegend an der
Luft trocknen, fern von
Wärmequellen wie
Sonne oder Heizung.



Nicht im Trockner
trocknen. Nicht
bügeln.



Die Binde mit
der beigefarbenen
Seite nach innen
aufrollen.